



**Drogueria
Alkofarma**

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: DISPO ICE SPRAY

CODIGO: FT-DRT-006

DIRECCION TECNICA

FECHA DE EMISION
23-03-2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
22-03-2029

PAGINA
1 de 1

VERSION: 01

Nombre del producto	Hielo Spray
Nombre comercial	DISPO ICE SPRAY
Tipo de dispositivo	Spray frío para crioterapia de uso externo
Presentaciones	200 mL
Condición	Dispositivo médico
Registro Sanitario	DM31908
Fabricante	DISPOTECH S.R.L.
Origen	ITALIA

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	200 mL
Peso total	176 g ± 4 g
Peso neto	112 g ± 4 g
Tara	64 g
Presión (T amb)	6 bar
Crimpado (mm)	H:4-6 ; L:26.5-27.5

5. USO PREVISTO

Indicado para aliviar el dolor causado por traumatismos, contusiones, caídas o esguinces. Proporciona crioterapia inmediata con efecto anestésico local permitiendo una pronta reanudación de la actividad deportiva. Uso externo.

6. RANGO DE TEMPERATURA

El spray alcanza temperaturas entre -15 °C y -20 °C.

7. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Aerosol altamente inflamable
- No exponer a temperaturas superiores a 50°C
- No perforar ni quemar el envase
- Evitar contacto con ojos y piel lesionada
- No usar en niños menores de 3 años
- Solo para uso externo
- Aplicarse a no menos de 20cm de la piel

8. ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, protegido de la luz solar, polvo y humedad. No exponer a temperaturas superiores a 50°C.